

JOINSTAR COVID-19-Antigen-Schnelltest (Abstrichtest)

zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in nasopharyngealen und oropharyngealen Abstrichproben; CE-zertifiziert

"Jede Kategorie von diagnostischen Tests hat ihre eigene, einzigartige Rolle im Kampf gegen dieses Virus".

- U.S. Food and Drug Administration



Produkt

Der Joinstar COVID-19 Antigen-Schnelltest (Abstrichtest) ist CE-zertifiziert

Technische Daten

25 Stück pro VPE, Details siehe Gebrauchsanweisung

Verwendungszweck

Der COVID-19-Antigen-Schnelltest (Latex) soll in Verbindung mit klinischen Manifestationen und anderen Labortesterg-

gebnissen verwendet werden, um die Diagnose von Patienten mit Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion zu unterstützen. Der Test sollte von medizinischem Fachpersonal verwendet werden oder kann von medizinischem oder unterwiesenem Personal durchgeführt werden, das mit der Durchführung von Lateral-Flow-Tests und der Interpretation der Testergebnisse vertraut ist. Das Testkit enthält eine Nitrozellulose (NC)-Membran, auf die das Kaninchen-Anti-SI -Protein der neuartigen Coronavirus-Antikörper im Bereich der T-Linie und der polyklonale Ziegen-Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper im Bereich der Kontrolllinie (C) beschichtet ist. . Latex-markiertes ACE2-Protein und Latex markiertes Kaninchen-IgG sind in das Reagenzpad eingebettet

Bestandteile

1. Coronavirus-Antigen-Testkassette
2. Extraktionspuffer in vorbefülltem Extraktionsröhrchen
3. Steriler Tupfer (für die Probenentnahme)
4. Gebrauchsanweisung

Lagerung und Haltbarkeit

Da Test ist 12 Monate gültig, wenn alle Komponenten in dem versiegelten Beutel verpackt, vor Licht geschützt und bei 2°-30°C korrekt gelagert werden. Nach dem Öffnen der Reagenzienverpackung sollte der Test innerhalb einer Stunde durchgeführt werden. Das Herstellungs- und Verfallsdatum entnehmen Sie bitte der Verpackung des Produkts.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ✦ Nasopharyngealen & oropharyngealen Abstrichproben
- ✦ Spezifität: 100,0%
- ✦ Sensitivität: 95,2%
- ✦ Leicht zu bedienen
- ✦ Ergebnis in 15 Minuten
- ✦ Alle Testkomponenten sind enthalten
- ✦ Ergebnisse zeigen keine Kreuzreaktivität
- ✦ CE-zertifiziert!

Joinstar COVID-19 Antigen-Schnelltest (Abstrichtest):

Corona-Schnelltest mit nasopharyngealen und oropharyngealen Abstrichproben

Product	Certification	Sampling	Specificity	Sensitivity	Storage	Packaging size
COVID-19-Antigen-Schnelltest (Latex)	CE	nasopharyngealen u. oropharyngealen Abstrichproben	100,0 %	95,2%	Bei Raumtemperatur	25 Tests pro VPE

Nähere Informationen und Anfragen:

Mag. Gerald Neumair, gn@alpstar.at, M: +43-664-4101918

Hr. GF Thomas Lachmann, TL@alpstar.at, M: +43-664-2453397

ALPSTAR Medical Products, eine Unternehmung der ALPSTAR Beteiligungs GmbH | GERLGASSE 2 | 1030 VIENNA | AUSTRIA

HG Wien, FN 457054p | UID ATU 71406203