



Getein
Biotech, Inc.

Testing Made Easy ✓

Getein1100 Immunofluorescence Quantitative Analyzer



**Getein 1100
Point-of-Care
„Akut Mini-Labor“**

**SARS CoV-2
Neutralisierende
Antikörper-Messung
in BAU/ml**

**Auswertung
in nur 15 Min**

Portabel



ALPSTAR
MEDICAL PRODUCTS

ALPSTAR
Beteiligungs GmbH
Gerlgasse 2/3
1030 Vienna, Austria

KONTAKT
Hr. Thomas Lachmann
tl@alpstar.at
+43 664 245 33 97

KONTAKT - VERKAUF
Hr. Mag. Gerald Neumair
gn@alpstar.at
+43 664 410 19 18



Getein
Biotech, Inc.

Getein 1100
„Akut Mini-Labor“

Testing Made Easy ✓

Das Getein1100 – „Akut Mini-Labor“ im Überblick

Ausdruck Testergebnis

Neutralisierende Antikörper
SARS-CoV-2 in BAU / ml
(Binding Antibody
Unit lt. WHO)

LAN-Anschluss

SD-Karte Buchse

USB Buchsen



Anzeige-Bildschirm /
Touch Screen

Test-Port

Technische Daten

Methode	Immunfluoreszenz
Bildschirm	7 Zoll Touch Screen
Ergebnis	Quantitativ
Proben-Typ	WB, Plasma, Serum, Urin, Stuhl, Nasal Swab, Speichel, Kapillares Blut
Sprachen	Englisch, Chinesisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch (demnächst verfügbar)
Netzteil	100-240V 50 Hz / 60 Hz, 60VA
Dimension	261mm x 241mm x 115mm (BxLxH)
Gewicht	2.0 kg
Anwendungs-Umgebung	Temperatur: 10-35°C / rel. Luftfeuchtigkeit ≤ 70% / Luftdruck: 70.0 ~ 106.0 kpa


SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Fast Test Kit

- SD Card zur Identifikation der anzuwendenden Tests
- Testkassette
- Vorbefülltes Pufferfläschchen
- Kapillarpipette
- Sterile Einweglanzette zur Blutabnahme aus der Fingerbeere
- Desinfektionstüchlein
- Gebrauchsanweisung




Durchführung der Tests & Modi

• INSIDE MODE




• OUTSIDE MODE



Produkt Charakteristik




300 Tests
können pro Stunde
durchgeführt werden



Schnelle
Auswertung in
nur 15 Minuten




Diagnose-Beurteilung
der individuellen
**Immunantwort nach
einer SARS-CoV-2 Infektion**



Diagnose-Beurteilung
der individuellen
**Immunantwort
auf eine Impfung**

SARS-CoV-2 Neutralisierende Antikörper



Um eine menschliche Zelle zu infizieren, nutzt SARS-CoV-2 das S-Protein auf seiner Oberfläche um sich an den AC2 Rezeptor des Menschen und an der Oberfläche menschlicher Zellen zu binden. Nach dem Eindringen in die Zelle vermehrt sich das Virus und das Immunsystem reagiert mit der Produktion verschiedener Antikörper. Darunter befinden sich sogenannte neutralisierende Antikörper (NAb), die mit dem Test-Kit erfasst und nachgewiesen werden und durch das Getein 1100 ausgewertet werden können.

Mit dem Getein1100 können über 50 weitere Point-of-Care Analysen durchgeführt werden.

Hier einige Test-Kits im Überblick:

Infektionskrankheiten*

- SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)

Stoffwechsel-Marker**

- 25-OH-VD Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay) – Vit-D
- Vit-B12 Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)
- Transferrin Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)
- Folate acid Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)
- Ferritin Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)

Kardiologische-Marker**

- Cardiac Troponin I Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)
- NT-proBNP Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)
- NT-proBNP/cTnI Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)

Gerinnungs-Marker**

- D-Dimer Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)

Schilddrüsenfunktion**

- TSH Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)

Diabetes Mellitus**

- HbA1c Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)

*verfügbar ab KW34

**Verfügbarkeit in Vorbereitung