

COVID-19-Antigen Rapid Test (Latex) "Spucktest"

zum nicht-invasivem qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in Speichel/Sputum- und Stuhlproben (bei Speichel/Sputum jeweils vom hinteren oropharyngealen Bereich)

"Jede Kategorie von diagnostischen Tests hat ihre eigene, einzigartige Rolle im Kampf gegen dieses Virus".

- U.S. Food and Drug Administration



**KEIN
Abstrich
nötig, ideal
für Kinder ab
6 Jahren!**

**Für die 48h
Freitestung
in
Österreich!**

**Für Heim- und
Eigenanwendung
gemäß §323c
Abs 18 BAO in
Österreich
zugelassen!**

Produktname

COVID-19-Antigen Rapid Test (Latex)

Technische Daten

25 Stück / Packung, 1 Stück / Packung

Verwendungszweck

Der COVID-19-Antigen-Schnelltest (Latex) eignet sich zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in Speichel-,

Sputum- (jeweils vom im hinteren oropharyngealen Bereich) sowie Stuhlproben.

Bestandteile

1. Einweg-Pappbecher zur Speichel/Sputumsammlung
2. Coronavirus-Antigen-Testkassette
3. Probenahmerohr mit Verschlusskappe und **vorbefülltem** Extraktionspuffer
4. Tropfer

Lagerung und Haltbarkeit

1. Das Kit sollte bei 2 - 30 °C gelagert werden, die Haltbarkeit beträgt 12 Monate.
2. Bringen Sie den Test und die Probe vor der Prüfung auf Raumtemperatur (15°C – 30°C). Nach dem Auffüllen des Reagenziums sollte der Test innerhalb einer Stunde durchgeführt werden.
3. Herstellungsdatum und Verfallsdatum siehe Etikett.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ✦ **3G-Nachweis:** kann in Österreich in allen öffentlichen Teststraßen, Firmen-Teststraßen, in Apotheken und bei Ärzten etc. für ein 48 Stunden gültiges Testzertifikat verwendet werden. Die Testbestätigungen können analog über [dieses Formular](#) des Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ausgestellt werden
- ✦ **KEIN Abstrich nötig, ideal für Kinder ab 6 Jahren!**
- ✦ Speichel/Sputum- und Stuhlproben können getestet werden
- ✦ Hohe Spezifität: 99,9% bei Speichel, Sputum oder Stuhl
- ✦ Hohe Sensitivität: 95% bei Sputum und Stuhl, 90,0% bei Speichel
- ✦ Leicht zu bedienen
- ✦ Schnelles Ergebnis in 15 Minuten
- ✦ Alle Testkomponenten sind enthalten
- ✦ Ergebnisse zeigen keine Kreuzreaktivität
- ✦ Test ist zur Heim- und Eigenanwendung (Selbsttest) in Österreich zugelassen! (entspricht zum Zeitpunkt der Datenblätterstellung d. gesetzlichen Grundlage)

COVID-19-Antigen Rapid Test (Latex)

Schnelltest zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in Speichel/Sputum- und Stuhlproben

Produkt	Zertifizierung	Probenmaterial	Spezifität	Sensitivität	Lagerung	Packungsgröße
COVID-19-Antigen Rapid Test (Latex)	CE	Speichel/Sputum - und Stuhlproben	99,9 %	90,0% bei Speichel, 95% bei Sputum und Stuhl	Bei Raumtemperatur	25 Tests pro Packung oder 1 Test pro Packung

Nähere Informationen und Anfragen:

Mag. Gerald Neumair, gn@alpstar.at, M: +43-664-4101918

Hr. GF Thomas Lachmann, TL@alpstar.at, M: +43-664-2453397

ALPSTAR Medical Products, eine Unternehmung der ALPSTAR Beteiligungs GmbH | GERLGASSE 2 | 1030 VIENNA | AUSTRIA

HG Wien, FN 457054p | UID ATU 71406203