

JOYSBIO SARS-CoV-2 Ag Schnelltest (Colloidal Gold), 3-fach

Schnelltest zum Nachweis von viralen SARS-CoV-2-Nukleoprotein-Antigenen mittels anterior-nasalem (kurze Nase!), oropharyngeale und nasopharyngealem Abstrich

"Jede Kategorie von diagnostischen Tests hat ihre eigene, einzigartige Rolle im Kampf gegen dieses Virus".

- U.S. Food and Drug Administration



Produktname

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold), 3-fach

Technische Daten

1 Stück und 20 Stück / Packung,
mit 20 einzelnen Pufferlösungen,
mit 20 sterilen Tupfern für den kurze-Nase-Abstrich UND
mit 20 sterilen Tupfern für den normalen Nasen und Rachenabstrich

SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit (Colloidal Gold), 3-fach

In dem Reagenz wird die Immuncapture-Methode verwendet, um die Infektion neuer Coronavirus-Pneumonie (COVID-19) oder das Protein aus Nucleocapsid des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) in den Atemwegsproben der verdächtigen Patienten nachzuweisen. Zum qualitativen In-vitro-Nachweis von SARS-CoV-2-Nukleokapsid-Antigen in nasalen, oropharyngealen und nasopharyngealen Abstrichproben direkt von Personen mit Verdacht auf COVID-19 nach Auftreten der Symptome. Dieser Test ist kompatibel mit SARS-COV-2-Varianten, die eine Mutation am Spike-Protein aufweisen, wie z. B. 20I/501Y.V1 und 20H/501Y.V2.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ✦ **3G-Nachweis:** kann in Österreich in allen öffentlichen Teststraßen, Firmen-Teststraßen, in Apotheken und bei Ärzten etc. für ein 48 Stunden gültiges Testzertifikat verwendet werden. Die Testbestätigungen können analog über [dieses Formular](#) des Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ausgestellt werden
- ✦ **Grüner Pass:** auf der EU-Liste der anerkannten Tests!
- ✦ Spezifität 99,22%, Sensitivität 98,13%
- ✦ Testergebnisse in nur 15-20 Minuten, leicht zu bedienen
- ✦ Test für Probenentnahme mittels anterior-nasalem (kurze Nase!), oropharyngeale und nasopharyngealem Abstrich
- ✦ Alle Testkomponenten sind enthalten
- ✦ Mit Ausnahme SARS-Coronavirus keine Kreuzreaktion mit anderen potenziell kreuzreaktiven Substanzen auf.
- ✦ Test ist zur Heim- und Eigenanwendung (Selbsttest) in Österreich zugelassen! (entspricht zum Zeitpunkt der Datenblätterstellung der gesetzlichen Grundlage)

JOYSBIO SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold), 3-fach

Produkt	Zertifizierung	Probenmaterial	Spezifität	Sensitivität	Lagerung / Haltbarkeit	Packungsgröße
JOYSBIO SARS-CoV2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold), 3-fach	CE	anterior-nasal, oropharyngeal, nasopharyngeal	99,22%	98,13%	Bei Raumtemperatur 2 Jahre	1 und 20 Tests pro Packung

Mitgelieferte Materialien: Testkassetten, sterile Abstrichtupfer (anterior-nasal), sterile Tupfer (oropharyngeale und nasopharyngealem), einzelne Pufferlösungen, Extraktionsröhrchen, Gebrauchsanweisung

Nähere Informationen und Anfragen:

Mag. Gerald Neumair, gn@alpstar.at, M: +43-664-4101918

Hr. GF Thomas Lachmann, TL@Alpstar.at, M: +43-664-2453397

ALPSTAR Medical Products, eine Unternehmung der ALPSTAR Beteiligungs GmbH | GERLGASSE 2 | 1030 VIENNA | AUSTRIA

HG Wien, FN 457054p | UID ATU 71406203