

REALJ Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Schnelltest

Der REALJ Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Schnelltest eignet sich zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in Rachen- oder Nasenabstrichproben

"Jede Kategorie von diagnostischen Tests hat ihre eigene, einzigartige Rolle im Kampf gegen dieses Virus".

- U.S. Food and Drug Administration



Produktname

REALJ Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette (swab) - HANGZHOU REALY TECH

Technische Daten

25 Stück / Packung oder 5 Stück / Packung


Verwendungszweck

Der Antigen-Schnelltest auf das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) ist ein In-vitro-Diagnose-Test zum qualitativen Nachweis der neuartigen Coronavirus-Antigene in nasopharyngealen und oropharyngealen Abstrichen unter Verwendung einer schnellen immunochromatographischen Methode. Die Identifizierung basiert auf monoklonalen Antikörpern, die für das neuartige Coronavirus-Antigen spezifisch sind.

Bestandteile

1. Coronavirus-Antigen-Testkassette
2. Sterile Tupfer
3. Extraktionsröhrchen

4. Tropfer mit Filter
5. Extraktionspuffer
6. Röhrchenständer



Lagerung und Haltbarkeit

1. Das Kit sollte bei 2 - 30 °C gelagert werden
2. Lassen Sie den Test, die Probe und den Extraktionspuffer vor dem Test auf Raumtemperatur (15-30 °C) äquilibrieren.
3. Haltbarkeit 24 Monate, Verfallsdatum siehe Etikett.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ✦ **3G-Nachweis:** kann in Österreich in allen öffentlichen Teststraßen, Firmen-Teststraßen, in Apotheken und bei Ärzten etc. für ein 48 Stunden gültiges Testzertifikat verwendet werden. Die Testbestätigungen können analog über [dieses Formular](#) des Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ausgestellt werden
- ✦ Hohe Spezifität: 99,9%
- ✦ Hohe Sensitivität: 96,17%
- ✦ Leicht zu bedienen
- ✦ Schnelles Ergebnis in 10 - 20 Minuten
- ✦ Testproben: Rachenabstrich oder Nasenabstrich
- ✦ Alle Testkomponenten sind enthalten
- ✦ Ergebnisse zeigen keine Kreuzreaktivität.

REALJ Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Schnelltest

Schnelltest zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in Speichel/Sputum- und Stuhlproben

Produkt	Zertifizierung	Probenmaterial	Spezifität	Sensitivität	Lagerung	Packungsgröße
REALJ Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette	CE	Naso- und oropharyngeales Probenmaterial	99,9 %	96,17%	Bei Raumtemperatur	25 Tests pro Packung oder 5 Tests pro Packung

Nähere Informationen und Anfragen:

Mag. Gerald Neumair, gn@alpstar.at, M: +43-664-4101918

Hr. GF Thomas Lachmann, TL@alpstar.at, M: +43-664-2453397

ALPSTAR Medical Products, eine Unternehmung der ALPSTAR Beteiligungs GmbH | GERLGASSE 2 | 1030 VIENNA | AUSTRIA

HG Wien, FN 457054p | UID ATU 71406203