

# JOINSTAR COVID-19-Ag Rapid Test (Colloidal Gold)

zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in anterior-nasalen (kurze Nase!), nasopharyngealen und oropharyngealen Abstrichproben

"Jede Kategorie von diagnostischen Tests hat ihre eigene, einzigartige Rolle im Kampf gegen dieses Virus".

- U.S. Food and Drug Administration



## Produktname

COVID-19-Antigen Rapid Test (Colloidal Gold), gelistet vom deutschen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), geprüft vom Paul-Ehrlich-Institut

## Technische Daten

1, 5, 10, 20 oder 25 Stück pro Packung

## Verwendungszweck

Der COVID-19-Antigen-Schnelltest (Colloidal Gold) ist ein chromatographischer Schnellimmunoassay für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 in Proben von naso-

pharyngealen, anterior-nasalen (kurze Nase!) und oropharyngealen Abstrichen.

## Bestandteile

1. Coronavirus-Antigen-Testkassette
2. Extraktionspuffer
3. Steriler Tupfer
4. Gebrauchsanweisung

## Lagerung und Haltbarkeit

1. Das Kit sollte bei 2 - 30 °C gelagert werden, die Haltbarkeit beträgt 12 Monate
2. Bringen Sie den Test und die Probe vor der Prüfung auf Raumtemperatur (15°C – 30°C). Nach dem Auffüllen des Reagenziums sollte der Test innerhalb einer Stunde durchgeführt werden.
3. Herstellungsdatum und Verfallsdatum siehe Etikett.

## Ihre Vorteile im Überblick:

- ✦ **3G-Nachweis:** kann in Österreich in allen öffentlichen Teststraßen, Firmen-Teststraßen, in Apotheken und bei Ärzten etc. für ein gültiges Testzertifikat für den vom Gesetzgeber vorgegebenen Zeitraum verwendet werden. Die Testbestätigungen können analog über dieses Formular des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ausgestellt werden
- ✦ **Grüner Pass:** auf der EU-Liste der anerkannten Tests!
- ✦ Anterior-nasalen (kurze Nase!), nasopharyngealen und oropharyngealen Proben
- ✦ Spezifität: Nasopharyngeal, anterior-nasal und oropharyngeal: 99,2 %
- ✦ Sensitivität: Nasopharyngeal: 97,1%; anterior-nasal und oropharyngeal: 96,1%
- ✦ Leicht zu bedienen, Ergebnis in 15 Minuten
- ✦ Alle Testkomponenten sind enthalten
- ✦ Ergebnisse zeigen keine Kreuzreaktivität
- ✦ **BfArM-gelistet**
- ✦ **Positiv evaluiert vom Paul Ehrlich Institut**

## COVID-19-Antigen Rapid Test (Colloidal Gold):

Corona-Schnelltest mit anterior-nasalen (kurze Nase!), nasopharyngealen und oropharyngealen Abstrichproben

Produkt	Zertifizierung	Probenmaterial	Spezifität	Sensitivität	Lagerung	Packungsgröße
COVID-19-Antigen-Schnelltest (Colloidal Gold)	CE	anterior-nasale, nasopharyngeale, oropharyngeale Proben	Nasopharyngeal, anterior-nasal und oropharyngeal: 99,2 %	Nasopharyngeal: 97,1%; anterior-nasal und oropharyngeal: 96,1%	Bei Raumtemperatur	1, 5, 10, 20 oder 25 Tests pro Packung

## Nähere Informationen und Anfragen:

Mag. Gerald Neumair, gn@alpstar.at, M: +43-664-4101918

Hr. GF Thomas Lachmann, TL@alpstar.at, M: +43-664-2453397

ALPSTAR Medical Products, eine Unternehmung der ALPSTAR Beteiligungs GmbH | GERLGASSE 2 | 1030 VIENNA | AUSTRIA  
HG Wien, FN 457054p | UID ATU 71406203