

# dedicio® COVID-19 Ag plus Test

**Gering-invasiver** Schnelltest zum qualitativen Nachweis von viralen SARS-CoV-2-Nukleoproteinen in humanen nasalen, nasopharyngealen oder oropharyngealen Proben; Probenentnahme **mittels kurzem Nasenabstrich (anterior nasal)**

"Jede Kategorie von diagnostischen Tests hat ihre eigene, einzigartige Rolle im Kampf gegen dieses Virus".

- U.S. Food and Drug Administration



**Test ist zur Heim- und Eigenanwendung (Selbsttest) in Österreich zugelassen!**

## Produktname/Hersteller

dedicio® COVID-19 Ag plus Test / nal von minden

## Technische Daten

20 Stück pro Packung

## Verwendungszweck

Der dedicio® COVID-19 Ag plus Test weist das Virus direkt nach, indem er auf das Vorhandensein spezifischer Proteine des SARS-CoV-2 prüft. Damit schließt der Antigennachweis eine diagnostische Lücke. Das Nukleokapsid-Protein (N) ist ideal für diesen Nachweis geeignet, da es im Virus sehr häufig vorkommt und ausreichend spezifisch für SARS-CoV-2 ist. Es gehört zu dessen 4 wichtigsten Strukturproteinen und ist an der Replikation, Transkription und Verpackung des viralen Genoms beteiligt.

## dedicio® COVID-19 Ag plus Test

Der dedicio® COVID-19 Ag plus Test ist ein chroma-

tographischer Immunoassay im Lateral-Flow-Format zum qualitativen Nachweis von viralen SARS-CoV-2-Nukleoproteinen in humanen nasalen, nasopharyngealen oder oropharyngealen Proben. Der Test ist als Hilfsmittel bei der Diagnose von Infektionen mit SARS-CoV-2 vorgesehen. Es ist zu beachten, dass die Konzentration der viralen Nukleoprotein-Antigene im Verlauf der Erkrankung schwanken und unter die Nachweisgrenze des Tests fallen kann. Eine mögliche Infektiosität der Testpersonen kann aufgrund negativer Testergebnisse nicht ausgeschlossen werden.

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✦ **3G-Nachweis:** kann in Österreich in allen öffentlichen Teststraßen, Firmen-Teststraßen, in Apotheken und bei Ärzten etc. für ein 48 Stunden gültiges Testzertifikat verwendet werden. Die Testbestätigungen können analog über [dieses Formular](#) des Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ausgestellt werden
- ✦ Hohe Spezifität: 99,99%
- ✦ Hohe Sensitivität 97,09%
- ✦ Schnelle & zuverlässige Testergebnisse in nur 15 min
- ✦ Kann mit nasalen (kurzer Nasenabstrich), nasopharyngealen oder oropharyngealen Proben durchgeführt werden
- ✦ Nur 2,5 cm Eindringen in Nase erforderlich (anterior nasal), leicht zu bedienen
- ✦ Lagerung bei Raumtemperatur
- ✦ Alle Testkomponenten – einschließlich sterilem Abstrichtupfer – sind enthalten
- ✦ Keine Kreuzreaktivität mit humanpathogenen Coronaviren (wie hCoV-229E, -NL63 oder -OC43) beziehungsweise Influenza-Viren (wie Influenza A/B)
- ✦ Test ist zur Heim- und Eigenanwendung (Selbsttest) in Österreich zugelassen! (entspricht zum Zeitpunkt der Datenblatterstellung der gesetzlichen Grundlage)

**dedicio® COVID-19 Ag plus Test / nal von minden:** Schnelltest zur qualitativen In-vitro-Bestimmung des Covid-19-Antigens in humanen nasalen, nasopharyngealen oder oropharyngealen Proben; Probenentnahme mittels kurzem Nasenabstrich

Produkt	Zertifizierung	Probenmaterial	Spezifität	Sensitivität	Lagerung	Packungsgröße
dedicio® COVID-19 Ag plus Test	CE	Nasales, naso- oder oropharyngeales Probenmaterial	99,99 %	97,09 %	Bei Raumtemperatur	20 Tests pro Packung

Im Lieferumfang enthalten sind 20 Testkassetten • 20 sterile Abstrichtupfer • 20 Extraktionsröhrchen inkl. Tropfaufsätze • 20 Pufferampullen • 1 Reagenzienhalter • Gebrauchsanweisung

## Nähere Informationen und Anfragen:

Mag. Gerald Neumair, [gn@alpstar.at](mailto:gn@alpstar.at), M: +43-664-4101918

Hr. GF Thomas Lachmann, [TL@alpstar.at](mailto:TL@alpstar.at), M: +43-664-2453397

ALPSTAR Medical Products, eine Unternehmung der ALPSTAR Beteiligungs GmbH | GERLGASSE 2 | 1030 VIENNA | AUSTRIA

HG Wien, FN 457054p | UID ATU 71406203