

JOINSTAR COVID-19-Ag Rapid Test (Colloidal Gold)

zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in anterior-nasalen (kurze Nase!), nasopharyngealen und oropharyngealen Abstrichproben

"Jede Kategorie von diagnostischen Tests hat ihre eigene, einzigartige Rolle im Kampf gegen dieses Virus".

- U.S. Food and Drug Administration



Produktname

COVID-19-Antigen Rapid Test (Colloidal Gold), gelistet vom deutschen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), geprüft vom Paul-Ehrlich-Institut

Technische Daten

1, 5, 10, 20 oder 25 Stück pro Packung

Verwendungszweck

Der COVID-19-Antigen-Schnelltest (Colloidal Gold) ist ein chromatographischer Schnellimmunoassay für den

qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 in Proben von nasopharyngealen, anterior-nasalen (kurze Nase!) und oropharyngealen Abstrichen.

Bestandteile

1. Coronavirus-Antigen-Testkassette
2. Extraktionspuffer
3. Steriler Tupfer
4. Gebrauchsanweisung

Lagerung und Haltbarkeit

1. Das Kit sollte bei 2 - 30 °C gelagert werden, die Haltbarkeit beträgt 12 Monate
2. Bringen Sie den Test und die Probe vor der Prüfung auf Raumtemperatur (15°C – 30°C). Nach dem Auffüllen des Reagenziums sollte der Test innerhalb einer Stunde durchgeführt werden.
3. Herstellungsdatum und Verfallsdatum siehe Etikett.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ✦ **3G-Nachweis:** kann in Österreich in allen öffentlichen Teststraßen, Firmen-Teststraßen, in Apotheken und bei Ärzten etc. für ein 48 Stunden gültiges Testzertifikat verwendet werden. Die Testbestätigungen können analog über [dieses Formular](#) des Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ausgestellt werden
- ✦ **Grüner Pass:** auf der EU-Liste der anerkannten Tests!
- ✦ Anterior-nasalen (kurze Nase!), nasopharyngealen und oropharyngealen Proben
- ✦ Spezifität: 99,2% Sensitivität: >96,1%
- ✦ Leicht zu bedienen, Ergebnis in 15 Minuten
- ✦ Alle Testkomponenten sind enthalten
- ✦ Ergebnisse zeigen keine Kreuzreaktivität
- ✦ Test ist zur Heim- und Eigenanwendung (Selbsttest) in Österreich zugelassen! (entspricht zum Zeitpunkt der Datenblätterstellung der gesetzlichen Grundlage)
- ✦ **BfArM-gelistet**
- ✦ **Positiv evaluiert vom Paul Ehrlich Institut**

COVID-19-Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) 10er Pack:

Corona-Schnelltest mit anterior-nasalen (kurze Nase!), nasopharyngealen und oropharyngealen Abstrichproben

Produkt	Zertifizierung	Probenmaterial	Spezifität	Sensitivität	Lagerung	Packungsgröße
COVID-19-Antigen-Schnelltest (Colloidal Gold)	CE	anterior-nasale, nasopharyngeale, oropharyngeale Proben	99,2 %	>96,1%	Bei Raumtemperatur	1, 5, 10, 20 oder 25 Tests pro Packung

Nähere Informationen und Anfragen:

Mag. Gerald Neumair, gn@alpstar.at, M: +43-664-4101918

Hr. GF Thomas Lachmann, TL@alpstar.at, M: +43-664-2453397

ALPSTAR Medical Products, eine Unternehmung der ALPSTAR Beteiligungs GmbH | GERLGASSE 2 | 1030 VIENNA | AUSTRIA

HG Wien, FN 457054p | UID ATU 71406203