

# SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit-PLUS (Colloidal Gold)

Schnelltest zum Nachweis von viralen SARS-CoV-2-Nukleoprotein-Antigenen mittels nasalem (kurze Nase!), oropharyngealem und nasopharyngealem Abstrich

"Jede Kategorie von diagnostischen Tests hat ihre eigene, einzigartige Rolle im Kampf gegen dieses Virus".

- U.S. Food and Drug Administration



## Produktname

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit-PLUS (Colloidal Gold)

## Technische Daten

1 Stück, 5 Stück, 15 Stück und 20 Stück / Box, mit einzeln befüllten Pufferröhrchen, mit sterilen Tupfern für den nasalen (kurze Nase!) und oropharyngealen Abstrich

UND jeweils einem zweiten sterilen Tupfer mit Mini-Spitze für den nasopharyngealem Abstrich

## SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit-PLUS

Zum qualitativen In-vitro-Nachweis vom SARS-CoV-2-Nucleo-capsid-Antigen in nasalen, oropharyngealen und nasopharyngealen Abstrichproben direkt von Personen, bei denen nach Auftreten der Symptome der Verdacht auf COVID-19 besteht. Dieser Test ist kompatibel mit SARS-COV-2-Varianten, die eine Mutation auf das Spike-Protein aufweisen, wie 20I/501Y.V1 und 20H/501Y.V2. Dieser Test ist für die Verwendung durch klinische Labors oder durch medizinisches Personal für Point-of-Care-Tests vorgesehen. Die Verwendung des Selbsttests durch Laien unterliegt den lokalen Gesetzen. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

## Ihre Vorteile im Überblick:

- ✦ Spezifität: >99,11%
- ✦ Sensitivität: >97,27%
- ✦ Testergebnisse in nur 15-20 Minuten, leicht zu bedienen
- ✦ Test für Probenentnahme nasalem (kurze Nase!), oropharyngeale und nasopharyngealem Abstrich
- ✦ Alle Testkomponenten sind enthalten
- ✦ Mit Ausnahme SARS-Coronavirus keine Kreuzreaktion mit anderen potenziell kreuzreaktiven Substanzen auf.
- ✦ Test ist zur Heim- und Eigenanwendung (Selbsttest) in Österreich zugelassen! (entspricht zum Zeitpunkt der Datenblätterstellung der gesetzlichen Grundlage)

## SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit-PLUS (Colloidal Gold)

Produkt	Zertifizierung	Probenmaterial	Spezifität	Sensitivität	Lagerung / Haltbarkeit	Packungsgröße
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit-PLUS (Colloidal Gold)	CE	nasal, oropharyngeal, nasopharyngeal	>99,11%	>97,27%	Bei Raumtemperatur 2 Jahre	1, 5, 15 und 20 Tests pro Box

Mitgelieferte Materialien: Testkassetten, sterile Tupfer (nasal und oropharyngeal), sterile Tupfer (nasopharyngealem), einzele vorbefüllte Extraktionsröhrchen, Gebrauchsanweisung

### Nähere Informationen und Anfragen:

Mag. Gerald Neumair, gn@alpstar.at, M: +43-664-4101918

Hr. GF Thomas Lachmann, TL@alpstar.at, M: +43-664-2453397

ALPSTAR Medical Products, eine Unternehmung der ALPSTAR Beteiligungs GmbH | GERLGASSE 2 | 1030 VIENNA | AUSTRIA

HG Wien, FN 457054p | UID ATU 71406203